

แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้งาน

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด

(SN/รุ่น.....)

ประจำปีงบประมาณ.....เริ่มใช้

กลุ่มงานการพยาบาล/หอผู้ป่วย.....

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้เครื่อง Patient Monitor

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือนพ.ศ.																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่อง																																
1	หน้าจอแสดงผล																																
2	สายต่อผ้าพันแขน, ข้อต่อสาย , ผ้าพันแขน																																
3	Probe O ₂ sat ,สายต่อ O ₂ sat , ข้อต่อสาย																																
4	สายไฟและปลั๊กไฟ																																
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง																																
5	หน้าจอแสดงผล																																
6	การทำงานของปั๊มสุวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง																																
7	ตรวจสอบแบตเตอรี่																																
	ตรวจสอบความสะอาด																																
8	ความสะอาดของตัวเครื่อง																																
9	ความสะอาดของผ้าพันแขน และสาย O ₂ sat																																
	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ																																
	หมายเหตุ √ = ปกติ × = มีปัญหา																																