



ฉบับที่ : 1

วันที่ : 21 สิงหาคม 2567

เรื่อง : แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้งานเครื่อง กระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส (Defibrillator)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

[illegible]

แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้งาน

เครื่อง กระตุกหัวใจแบบ 2 เฟส (Defibrillator)

เริ่มใช้ วันที่.....

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีและตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ.....

แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ 2 เฟส (Defibrillator)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน												พ.ศ.																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่อง																																
1	หน้าจอแสดงผล																																
2	สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง																																
3	สวิตช์เลือกโหมดต่างๆ																																
4	สายไฟพร้อมใช้																																
5	EKG electrodes/Patient cable																																
6	Paddle electrode																																
7	กระดาดขั้วบันทึกผล, Electrode เจล																																
	ตรวจสอบการทำงาน of เครื่อง																																
8	หน้าจอแสดงผล																																
9	การทำงานของสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง																																
10	ชาร์จแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน																																
11	การทำงานของโมดูลอื่นๆ																																
	ตรวจสอบความสะอาด																																
12	ความสะอาดของตัวเครื่อง																																
	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ																																

หมายเหตุ ✓ = ปกติ ✕ = มีปัญหา

ตรวจสอบแล้วพบปัญหา.....