



แบบตรวจสอบความถูกต้องพร้อมใช้งาน

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Patient Monitor)

เริ่มใช้ วันที่.....

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีและตรวจรักษาพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ.....

แบบตรวจสอบความพร้อมใช้เครื่องมือเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ และวัดความออกซิเจนในเลือด (Patient Monitor)

เดือน ..... พ.ศ. ....

ลำดับ	รายการตรวจสอบ เลขครุภัณฑ์	วันที่																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ																																		

หมายเหตุ √ = ปกติ      x = มีปัญหา

- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่อง 1. หน้าจอแสดงผล 2. สายต่อผ้าพันแขน, ข้อต่อสาย, ผ้าพันแขน 3. Probe O<sub>2</sub> sat, สายต่อ O<sub>2</sub> sat, ข้อต่อสาย 4. สายไฟและปลั๊กไฟ
- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง 1. หน้าจอแสดงผล 2. การทำงานของปั๊มสุวิทย์ปิด-เปิดเครื่อง 3. ตรวจสอบแบตเตอรี่
- ตรวจสอบความสะอาด 1. ความสะอาดของตัวเครื่อง 2. ความสะอาดของผ้าพันแขน และสาย O<sub>2</sub> sat

ตรวจสอบแล้วพบปัญหา.....